

Інструкція

Для флеш-накопичувачів та дисків


Зміст

1. Як відкрити MPT обстеження на флеш-накопичувачі (USB-флешка)?	1
- Як відкрити на MacOS	3
- Як відправити диск зі знімками MPT на електронну пошту?	3
2. Як відкрити диск з MPT знімками?	5
- Як відправити диск зі знімками MPT на електронну пошту?	7


1. Як відкрити MPT обстеження на флеш-накопичувачі (USB-флешка)?

Дотримуйтесь наступних кроків:



1. Вставте флешку в USB порт Вашого комп'ютера, вона запуститься під назвою **NEUROMED**.
2. Відкривши флешку, Ви побачите папку з прізвиськом пацієнта.
3. Зайдіть в неї і знайдіть папку під назвою **eFilmLite**.



4. Зайшовши в папку, запустіть ярлик **eFilmLt**.





5. Після запуску програми **E-Film** відкриється вікно з обстеженням (або обстеженнями).
6. Оберіть необхідне для Вас обстеження. Воно засвітиться синім кольором.
7. Натисніть на кнопку «**View**».





Якщо після запуску ярлика, програма **eFilmLite** не відкрилась, Вам потрібно скористатись додатковою програмою **Weasis-Viewer**. Для цього Вам потрібно зайти в папку **Weasis-Viewer** і запустити файл **viewer-win32**



Програма автоматично завантажить ваше обстеження.

- Для MacOS необхідно:

Відкрити дослідження за допомогою спеціального додатку **OsiriX Lite**

Завантажити додаток можна за посиланням:

<https://www.osirix-viewer.com/osirix/osirix-md/download-osirix-lite/>

- Як відправити диск зі знімками MPT на електронну пошту ?


На флешці записано дві папки, а саме:

Папка **DICOM** – всі результати Вашого обстеження.

Папка **eFilmLite** – спеціальна програма, що допоможе відкрити файли з результатами Вашого обстеження.

Для того, щоб надіслати результати Вашого обстеження через мережу Інтернет, дотримуйтеся наступних кроків:

1. Відкрийте флешку на Вашому комп'ютері.
2. Створіть на своєму комп'ютері нову папку (назвемо її, напр. «MRT») та скопіюйте ВСІ файли з флешки. **УВАГА!** Шлях до папки не має містити назв кирилицею. Наприклад `D:\Docs\MRT`, а не `D:\Мои Документы\MRT`
3. Клацніть правою кнопкою миші на новоствореній папці «MRT» та оберіть в меню «Відправити → Стиснута ZIP-папка». Також, можна використовувати будь-які інші архіватори, наприклад Winrar.



4. Тепер Ви можете скористатись прямою пересилкою архівного файлу MRT з Вашої електронної пошти на електронну адресу отримувача.
5. Альтернативою є завантаження даного архіву на один із файлообмінників (напр. <https://fex.net>) та надання отримувачу посилання для скачування.

2. Як відкрити диск з МРТ знімками?

Ви отримали Ваші результати МРТ діагностики на електронному носії – CD/DVD диску.



На диску записано дві папки, а саме:

Папка **DICOM** – всі результати Вашого обстеження.

Папка **eFilmLite** – спеціальна програма, що допоможе відкрити файли з результатами Вашого обстеження.

Дотримуйтесь наступних кроків:

1. Вставте диск у Ваш комп'ютер.
2. Після запуску програми E-Film відкриється вікно з обстеженням (або обстеженнями).
3. Оберіть необхідне для Вас обстеження. Воно засвітиться синім кольором.
4. Натисніть на кнопку «View».






Якщо після запуску диску на комп'ютері нічого не трапляється є вірогідність того, що налаштування Вашого комп'ютера не дозволяють автоматичний запуск файлів. В такому разі, Вам необхідно запустити програму самостійно. Для цього оберіть папку **eFilmLite** та відкрийте файл **eFilmLt.exe** (іконка у вигляді літери «М» блакитного кольору).

Якщо програма **eFilmLite** не запускається, то можливо існує конфлікт Вашої операційної системи з даною програмою. У цьому випадку, варто застосувати спеціальні програми для перегляду файлів формату DICOM. Такими програмами є **E-Film, VewForum, Radiant, Vitrea** та інші. За допомогою даних програм, необхідно імпортувати файли з папки DICOM. Ми рекомендуємо скористатися безкоштовною програмою **RadiAnt**.


Безкоштовну програму RadiAnt можна завантажити за наступним посиланням:
<http://www.radiantviewer.com/ru/>

Інструкція по встановленню і роботі з програмою RadiAnt :

1. Завантажте інсталяційний файл **RadiAnt**, пройшовши за посиланням вказаним вище.
2. Відкрийте інсталяційний файл і встановіть програму **RadiAnt**.
3. Відкривши дану програму Ви повинні спостерігати вікно що зображене нижче.



4. Завантаження знімків з диску на програму Radiant, здійснюється натисканням відповідної кнопки на верхній панелі вікна програми.



5. Натиснувши кнопку, Ви повинні побачити вікно зі знімками вашого обстеження.



- Як відправити диск зі знімками МРТ на електронну пошту?


На диску записано дві папки, а саме:

Папка **DICOM** – всі результати Вашого обстеження.


Папка **eFilmLite** – спеціальна програма, що допоможе відкрити файли з результатами Вашого обстеження.

Для того, щоб надіслати результати Вашого обстеження через мережу Інтернет, дотримуйтесь наступних кроків:

1. Вставте диск у Ваш комп'ютер.
2. Клацніть на диск правою кнопкою миші та оберіть пункт «Відкрити».



3. Створіть на своєму комп'ютері нову папку (назвемо її, напр. «MRT») та скопіюйте **ВСІ файли** з диска (включаючи, програму для перегляду MPT-знімків eFilmLite). **УВАГА!** Шлях до папки не має містити назв кирилицею. Наприклад `D:\Docs\MRT`, а не `D:\Мои Документы\MRT`
4. Клацніть правою кнопкою миші на новоствореній папці «MRT» та оберіть в меню «Відправити → Стиснута ZIP-папка». Також, можна використовувати будь-які інші архіватори, наприклад Winrar.



5. Тепер Ви можете скористатись прямою пересилкою архівного файлу MRT з Вашої електронної пошти на електронну адресу отримувача.
6. Альтернативою є завантаження даного архіву на один із файлообмінників (напр. <https://fex.net>) та надання отримувачу посилання для скачування.